

I N F O R M A T I O N

No.2025.03
2025年4月

検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
このたび、下記項目におきまして、検査内容の変更をご案内いたします。
健康と医療の未来に貢献すべく、より良い検査サービスのご提供に努めてまいります。

謹白

記

■変更日 2025年6月2日（月）ご依頼分より

■対象項目

検査項目 一覧 掲載頁	項目 コード	検 査 項 目	備 考
未掲載	特伝	UGT1A1遺伝子多型解析	測定試薬の販売中止により、相関が良好な代替試薬へ変更します。

※詳細につきましては、次頁をご参照ください。



一般社団法人

福岡市医師会臨床検査センター

〒814-0001 福岡市早良区百道浜1丁目6番9号 TEL(092)852-1506 FAX(092)852-1511

■変更内容

現試薬と同性能の測定試薬に変更いたします。これに伴い、項目コードを設定して検査方法等を変更いたします。

	新	現
検査項目	UGT1A1 遺伝子多型解析	同左
項目コード	特伝	特伝
検体量	血液 2.0mL	同左
容器	③ EDTA-2Na入り 5mL	同左
保存（安定性）	冷蔵（14日）	冷蔵
所要日数	6～10日	同左
検査方法	PCR	インバーダー法
基準値（単位）	設定なし	同左
検査実施料	2004点 （「D006」UDPグルクロン酸転移酵素遺伝子多型「7」）	同左
判断料	100点 （遺伝子関連・染色体検査判断料）	同左
JLAC10 コード	8C933-9956-019-851	8C933-9956-019-951
参考文献	Tsunedomi R, et al : Cancer Science 108 (7) 1504～1509, 2017.	森 篤雄、他 : BIO CLINICA 23 (7) : 643～648, 2008

■相関一致表

UGT1A1*28 遺伝子多型判定

*28		現法			
		6/6型	6/7型	7/7型	判定不能
新法	6/6型	28	0	0	0
	6/7型	0	20	0	0
	7/7型	0	0	8	0
	判定不能	0	0	0	0

(n=56)

全体一致率：100% (56/56)

UGT1A1*6 遺伝子多型判定

*6		現法			
		G/G型	G/A型	A/A型	判定不能
新法	G/G型	28	0	0	0
	G/A型	0	20	0	0
	A/A型	0	0	8	0
	判定不能	0	0	0	0

(n=56)

全体一致率：100% (56/56)